


Anticorpo Monoclonale Anti-Mtap Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13126

Numero articolo: CM0002668



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla MTAP umana (S-metil-5'-tioadenosina fosforilasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Cross-reattività con topo, ratto. Adatto per studi sul metabolismo delle poliammine e sulla ricerca oncologica. PM 31kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTAP Rabbit mAb
Note/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4507
Gene ID	4507
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 184-283 della MTAP umana (Q13126).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13126
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio