

## Anticorpo Policlonale Anti-Mtap Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13126

Numero articolo: CM0023523



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTAP (S-metil-5'-tioadenosina fosforilasi). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo delle poliammine e sul salvataggio della metionina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MTAP Rabbit pAb                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| GeneID              | 4507                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di MTAP umano (NP_002442.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS               | Q13126                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 31kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                         |