

Anticorpo Policlonale Anti-Mtch1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj7

Numero articolo: CM0028515

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MTCH1 umano (omologo 1 del vettore mitocondriale). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi e sull'inserimento di proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTCH1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; MTCH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23787
GeneID	23787
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 100-250 di MTCH1 umano (NP_001258570.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZJ7
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio