

Anticorpo Policlonale Anti-Mtch2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6C9

Numero articolo: CM0014617

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTCH2 umano, un'inserzione della membrana mitocondriale esterna e un recettore dell'apoptosi. Validato con KO; adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato con KO] MTCH2 Rabbit pAb
Note/Alias	MIMP; HSPC032; SLC25A50; H2
Specie	Umano
GeneID (umano)	23788
GeneID	23788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-175 di MTCH2 umano (NP_055157.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9Y6C9
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante