

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mtco2 (Cox2) Per Wb - P00403

Numero articolo: CM0006156



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MTCO2 (COX2), reattivo nell'uomo, topo, ratto. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Bersaglia la subunità 2 del citocromo c ossidasi mitocondriale, essenziale per la fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio MTCO2
Note/Alias	COX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	17709
GeneID	17709
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101-200 di MTCO2 di topo (NP_904331.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00403
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio