

Anticorpo Policlonale Anti-Mtco2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Numero articolo: CM0020301



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la subunità 2 del citocromo c ossidasi umana (MTCO2/COX2) per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul complesso IV mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTCO2 Rabbit pAb
Note/Alias	COII; MTCO2; COX2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4513
ID Gene	4513
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 40-100 di MTCO2 umano (YP_003024029.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00403
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio