

Anticorpo Policlonale Anti-Mtco2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Numero articolo: CM0017767



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MTCO2 (Subunità 2 del citocromo c ossidasi) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato per topo e ratto, proteina da 26 kDa. Adatto per la ricerca sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MTCO2 Rabbit pAb
Note/Alias	COX2; MTCO2
Specie	Topo
GenelD (Umano)	4513
GenelD	17709
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 101-200 di MTCO2 di topo (NP_904331.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P00403
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio