

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mtco2 Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - P00403

Numero articolo: CM0011500



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità targeting MTCO2 umano (subunità 2 della citocromo c ossidasi). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Adatto per ricerche sui mitocondri e studi sulla fosforilazione ossidativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTCO2 Rabbit mAb
Note/Alias	COII; MTCO2; COX2
Specie	Uomo
ID gene	4513
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 128-227 di MTCO2 umano (P00403).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P00403
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato