


Anti-Mtdh Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Ue4

Numero articolo: CM0028884



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MTDH (AEG-1/LYRIC) ad alta affinità convalidato per WBra, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulle metastasi del cancro, la chemioresistenza e la segnalazione NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTDH Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	3D3; AEG1; AEG-1; LYRIC; LYRIC/3D3; MTDH
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	92140
ID Gene	92140
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di MTDH umano (NP_848927.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86UE4
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio