


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mterfd1 Per Wb, Elisa - Q96E29

Numero articolo: CM0025086



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting MTERFD1 (mTERF3), validato per Western blot e ELISA. Cross-reacts with human and mouse. Adatto per studi sulla trascrizione mitocondriale, sull'assemblaggio dei ribosomi e sui complessi respiratori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTERFD1 Rabbit pAb
Note/Alias	CGI-12; MTERFD1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	51001
GenelD	51001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-300 di MTERFD1 umano (NP_057026.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96E29
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio