

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mterfd3 Per Wb, Elisa - Q49Am1

Numero articolo: CM0027253

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MTERFD3 umano (mTERFL), adatto per Western blotting e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi di trascrizione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | MTERFD3 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | mTERFL; MTERFD3                                                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| GenelD (Umano)      | 80298                                                                                                                         |
| GenelD              | 80298                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di MTERFD3 umano (NP_079474.2) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q49AM1                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 44kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |