

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtfmt Per Wb, Elisa - Q96Dp5

Numero articolo: CM0021893

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la MTFMT umana (mitocondriale metionil-tRNA formiltransferasi). Riconosce umano, topo e ratto. Convalidato per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome prodotto	MTFMT Rabbit pAb
Note/Alias	FMT1; COXPD15; MC1DN27; MTFMT
Specie	Umana
GeneID	123263
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-389 della MTFMT umana (NP_640335.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96DP5
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio