

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtfp1 Per Wb, Elisa - Q9Udx5

Numero articolo: CM0031084

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MTFP1 (MTP18) umano, una proteina della membrana mitocondriale interna coinvolta nella fissione. Convalidato per WB e ELISA; presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. 18 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTFP1 Rabbit pAb
Note/Alias	MTP18; HSPC242; MTFP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	51537
GeneID	51537
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-166 di MTFP1 umano (NP_057582.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UDX5
Peso molecolare proteico	18 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio