


Anticorpo Policlonale Anti-Mth1 Per Wb, Elisa - P36639

Numero articolo: CM0030692



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTH1 (NUDT1) umano, validato per WB e ELISA. Adatto per lo studio delle vie di riparazione del DNA, stress ossidativo e bonifica del pool di nucleotidi. SWISS: P36639.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTH1 Rabbit pAb
Annotazioni/Abbreviazioni	MTH1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4521
GeneID	4521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-179 di MTH1 umano (NP_945192.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P36639
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio