


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mth1 Per Wb, Elisa - P36639

Numero articolo: CM0008124



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la MTH1 umana (NUDT1), validato per WB e ELISA. Rileva l'ossidato purina nucleoside trifosfato idrolasi, un agente depuratore chiave dei pool di nucleotidi, con un peso proteico di 18 kDa. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTH1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MTH1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4521
GeneID	4521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-200 della MTH1 umana (P36639).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P36639
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio