

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mthfd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P11586

Numero articolo: CM0027049



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MTHFD1 per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia la C-1-tetraidrofolato sintasi citoplasmatica, un enzima trifunzionale nel metabolismo a un carbonio e nella biosintesi nucleotidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	MTHFD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CIMAH; MTHFC; MTHFD; MTHFD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4522
GeneID	4522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di MTHFD1 umano (NP_005947.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11586
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio