

Anticorpo Policlonale Anti-Mthfd1L Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ub35

Numero articolo: CM0030115

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la C1-tetraidrofolato sintasi monofunzionale (MTHFD1L), validato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Mira all'enzima mitocondriale del metabolismo a un carbonio; utile per la ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTHFD1L Rabbit pAb
Note/Alias	FTHFSDC1; MTC1THFS; dJ292B18.2; MTHFD1L
Specie	Uomo
GeneID (umano)	25902
GeneID	25902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 759-978 della MTHFD1L umana (NP_056255.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q6UB35
Peso proteico	106kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio