

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mthfd2 Per Wb, Elisa - P13995

Numero articolo: CM0007035



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio MTHFD2 di alta qualità, validato per WB e ELISA, reagisce con MTHFD2 umano e murino. Un reagente chiave per gli studi sul metabolismo monocarbonico mitocondriale. (P13995)

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio MTHFD2
Osservazioni/Alias	NMDMC; MTHFD2
Specie	Umano
GenElD (Umano)	10797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-250 di MTHFD2 umano (NP_006627.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	P13995
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacca refrigerante