

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mthfd2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13995

Numero articolo: CM0017762



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'MTHFD2 umano (metilenetetraidrofolato deidrogenasi/cicloidrolasi bifunzionale) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del metabolismo mitocondriale a un carbonio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTHFD2 Rabbit pAb
Note/Alias	NMDMC; MTHFD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10797
GeneID	10797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-250 dell'MTHFD2 umano (NP_006627.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13995
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio