

Anticorpo Monoclonale Anti-Mthfr Per Wb, If/Icc, Elisa - P42898

Numero articolo: CM0006677



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro MTHFR umana (methylenetetrahydrofolate reductasi). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via del folato e lo sviluppo di diagnosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTHFR Rabbit mAb
Note/Alias	MTHFR
Specie	Umana
GeneID (Umano)	4524
GeneID	4524
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 363-656 della MTHFR umana (NP_005948.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P42898
Peso Proteico	75 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio