


Anticorpo Policlonale Anti-Mtif3 Per Wb, Elisa - Q9H2K0

Numero articolo: CM0016065



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTIF3 umano (IF3mt), validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva MTIF3 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della sintesi proteica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTIF3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	IF3mt; MTIF3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	219402
Gene ID	219402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-278 di MTIF3 umano (NP_690876.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H2K0
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio