

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtmr1 Per Wb Ed Elisa - Q13613

Numero articolo: CM0018817



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTMR1, una fosfatasi del fosfatidilinositolo-3-fosfato, per WB ed ELISA nell'uomo e nel topo, a supporto della ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MTMR1 pAb di coniglio
Note/Alias	MTMR1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	8776
ID del gene	8776
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 300-400 di MTMR1 umano (NP_003819.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q13613
Peso della proteina	75 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio