

## Anticorpo Policlonale Anti-Mtmr14 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nce2

Numero articolo: CM0029610

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTMR14, una fosfatidilinositolo-3,5-bisfosfato 3-fosfatasi che defosforila PI3P e PI(3,5)P2. Validato per WB, IF/ICC e ELISA; reagisce con campioni umani, di topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione lipidica e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro              | Valore                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto      | MTMR14 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Annotazioni/Altri Nomi | C3orf29; MTMR14                                                                                                                      |
| Specie                 | Umana                                                                                                                                |
| GeneID (umano)         | 64419                                                                                                                                |
| GeneID                 | 64419                                                                                                                                |
| Immunogeno             | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-500 della MTMR14 umana (NP_001070993.1) |
| Origine                | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria              | Anticorpi Policlonali                                                                                                                |
| Applicazione           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività Crociata    | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS                  | Q8NCE2                                                                                                                               |
| Peso Proteico          | 72kDa                                                                                                                                |
| Spedizione             | Sacco di ghiaccio                                                                                                                    |