

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtmr14 Per Wb, Elisa - Q8Nce2

Numero articolo: CM0021520

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio MTMR14 validato per WB ed ELISA, con reattività contro MTMR14 umano e murino. Questo anticorpo si rivolge alla fosfatasi lipidica MTMR14, coinvolta nel metabolismo del fosfatidilinositolo, rendendolo adatto per la ricerca nella segnalazione cellulare e nei disturbi legati alla regolazione dei fosfoinositidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTMR14 Rabbit pAb
Note/Alias	C3orf29; MTMR14
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	64419
ID Gene	64419
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di MTMR14 umano (NP_001070993.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NCE2
Peso Proteico	72kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio