


## Anticorpo Policlonale Anti-Mtmr2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13614

Numero articolo: CM0025431



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTMR2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. L'immunogeno corrisponde agli amminoacidi 404-643. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sulle proteine correlate alla mitotubularina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MTMR2 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | CMT4B; CMT4B1; MTMR2                                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| GeneID              | 8898                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 404-643 di MTMR2 umano (NP_057240.3) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q13614                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 73kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |