

Anticorpo Policlonale Anti-Mtmr4 Per Ihc-P, Elisa - Q9Nya4

Numero articolo: CM0025265

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MTMR4 umana, una fosfatidilinositolo-3,5-bisfosfato 3-fosfatasi. Validato per IHC-P e ELISA, ha reazione crociata con esseri umani e topo. Ideale per lo studio del traffico endosomiale e della segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTMR4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9110
ID gene	9110
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 570-820 della MTMR4 umana (NP_004678.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NYA4
Peso proteico	133kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio