

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtmr4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nya4

Numero articolo: CM0016918

introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità di coniglio contro MTMR4 umano, una 3-fosfatasi del fosfatidilinositolo-3,5-bisfosfato coinvolta nel traffico endosomiale e nella segnalazione cellulare. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTMR4 Rabbit pAb
Note/Alias	ZFYVE11; FYVE-DSP2; MTMR4
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	9110
GeneID	9110
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 920-1195 di MTMR4 umano (NP_004678.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NYA4
Peso della proteina	133 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante