


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mtmr6 Per Wb, Elisa - Q9Y217

Numero articolo: CM0015981



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a MTMR6, una lipid fosfatasi coinvolta nella segnalazione delle cellule T e nell'endocitosi. Validato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per immunorilevazione e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTMR6 Rabbit pAb
Note / Alias	MTMR6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9107
ID gene	9107
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 382-621 della MTMR6 umana (NP_004676.3)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y217
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio