


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mtmr8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ef0

Numero articolo: CM0023500



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MTMR8 convalidato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Mira a MTMR8 (Q96EF0), una fosfatasi lipidica che regola l'autofagia. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sulla segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTMR8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MTMR8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55613
Gene ID	55613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 430-560 del MTMR8 umano (NP_060147.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96EF0
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio