


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtnr1A (Wb, Ihc-P, Elisa) - P48039

Numero articolo: CM0013748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTNR1A umano (recettore della melatonina di tipo 1A), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Peso molecolare previsto 39kDa. Ideale per la ricerca sul ritmo circadiano e sul sonno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo pAb di Coniglio MTNR1A
Note/Alias	MT1; MEL-1A-R; MTNR1A
Specie	Umano
ID Gene	4543 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 281-350 di MTNR1A umano (NP_005949.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48039
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio