

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtor Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42345

Numero articolo: CM0014884



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro mTOR umano e murino (P42345). Offerto per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica, immunoprecipitazione ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di mTOR nella crescita cellulare, nel metabolismo e nell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mTOR Rabbit pAb
Note/Alias	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; mTOR
Specie	Umano
ID Gene	2475
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2400-2500 di mTOR umano (NP_004949.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio