

Anticorpo Policlonale Anti-Mtpap Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Nvv4

Numero articolo: CM0019844



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTPAP umano (PAPD1/SPAX4/TENT6), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per studi sulla lavorazione dell'RNA mitocondriale e sulla degradazione dell'mRNA degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTPAP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PAPD1; SPAX4; TENT6; MTPAP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55149
ID Gene	55149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 383-582 di MTPAP umano (NP_060579.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NVV4
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio