


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mtss1 Per Wb Ed Elisa - O43312

Numero articolo: CM0017350



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MTSS1 umano (MIM, soppressore di metastasi 1) validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con MTSS1 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla metastasi del cancro e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTSS1 Rabbit pAb
Note/Alias	MIM; MIMA; MIMB; MTSS1
Specie	Umano
GeneID	9788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 630-730 di MTSS1 umano (NP_055566.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43312
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio