

Anticorpo Policlonale Anti-Mttp Per Wb, Elisa - P55157

Numero articolo: CM0017676



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-MTTP (pAb) validato per WB e ELISA in uomo, topo, ratto. Bersaglia la subunità grande della proteina di trasferimento dei trigliceridi microsomiale, fondamentale per l'assemblaggio delle lipoproteine. Ideale per studi sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTTP pAb di coniglio
Annotazioni/Alternativi	ABL; MTP; MTTP
Specie	Uomo
Gene ID	4547
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-160 di MTTP umano (NP_000244.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55157
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio