

Anticorpo Policlonale Anti-Mttp Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P55157

Numero articolo: CM0024520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MTP umano (subunità grande della proteina di trasferimento dei trigliceridi microsomiale). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto lipidico e l'assemblaggio delle lipoproteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTTP Rabbit pAb
Note/Alias	ABL; MTP; MTTP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4547
GeneID	4547
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 di MTTP umano (NP_000244.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P55157
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio