

Anticorpo Policlonale Anti-Mtus1 Per Wb, Elisa - Q9Uld2

Numero articolo: CM0015590

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MTUS1 umano, validato per Western blot ed ELISA. MTUS1 è un oncosoppressore associato ai microtubuli coinvolto nella proliferazione cellulare e nella mitosi; adatto per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTUS1 Rabbit pAb
Note/Alias	ATBP, ATIP, ICIS, MP44, ATIP3, MTSG1, MTUS1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	57509
ID Gene	57509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 207-436 di MTUS1 umano (NP_065800.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9ULD2
Peso proteico	141 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio