

## Anticorpo Policlonale Anti-Mtus2 (Tip150) Per Wb & Elisa - Q5Jr59

Numero articolo: CM0020223

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MTUS2 umano (candidato 2 a soppressore tumorale associato ai microtubuli, TIP150). Convalidato per Western blot e ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla dinamica dei microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro         | Valore                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto     | MTUS2 Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Note / Alias      | ICIS; CAZIP; TIP150; KIAA0774; MTUS2                                                                                                                |
| Specie            | Umana                                                                                                                                               |
| GeneID (umano)    | 23281                                                                                                                                               |
| GeneID            | 23281                                                                                                                                               |
| Immunogeno        | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-348 di MTUS2 umano (NP_056048.1). |
| Provenienza       | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria         | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione      | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reazione crociata | Topo, Ratto                                                                                                                                         |
| SWISS             | Q5JR59                                                                                                                                              |
| Peso proteico     | 150kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione        | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                   |