

Anticorpo Policlonale Anti-Mtx2 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075431

Numero articolo: CM0028973

introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale anti-MTX2 di coniglio validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva la metaxina-2 umana, murina e di ratto, una proteina della membrana mitocondriale esterna coinvolta nell'importazione proteica. Ideale per la ricerca IVD e gli studi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTX2 Rabbit pAb
Note/Alias	MDPS; metaxina-2; MTX2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10651
ID Gene	10651
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-263 di MTX2 umano (NP_006545.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	075431
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio