

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mtx2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075431

Numero articolo: CM0007338

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia MTX2 umano, una proteina di importazione mitocondriale. Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto; rileva una banda di ~30 kDa. Ideale per studi sulla funzione mitocondriale e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MTX2 Rabbit mAb
Note/Alias	MDPS; metaxina-2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10651
GeneID	10651
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-263 di MTX2 umano (NP_006545.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075431
Peso proteico	30 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio