


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Recettore Oppioide Mu (Mor) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35372

Numero articolo: CM0022588



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore oppioide Mu umano (MOR). Adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con il MOR umano, murino e di ratto. Strumento fondamentale per la ricerca sulla segnalazione oppioide e sulla dipendenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-recettore oppioide Mu (MOR)
Note/alias	MOP; MOR; LMOR; MOR1; OPRM; M-OR-1; Recettore oppioide Mu (MOR)
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4988
ID del gene	4988
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 354-388 del recettore oppioide Mu umano (MOR) (NP_000905.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P35372
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante