

Anticorpo Monoclonale Anti-Muc1-C Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Numero articolo: CM0003841



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro il dominio C-terminale della MUC1 umana (Mucina-1). Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reazione crociata con specie umana, mouse e ratto. Ideale per la ricerca sui biomarcatori tumorali, la segnalazione cellulare e gli studi sulle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MUC1-C Rabbit mAb
Note/Alias	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4582
GeneID	4582
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1156-1255 della MUC1 umana (P15941)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P15941
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio