

## Anticorpo Policlonale Anti-Muc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15941

Numero articolo: CM0013832



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MUC1 umano (Mucina-1, CA15-3) per Western blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | MUC1 Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Osservazioni/Alias  | EMA, MCD, PEM, PUM, KL-6, MAM6, MCKD, PEMT, CD227, H23AG, MCKD1, MUC-1, ADMCKD, ADTKD2, Ca15-3, ADMCKD1, CA 15-3, MUC-1/X, MUC1/ZD, MUC-1/SEC, MUC1 |
| Specie              | Umano                                                                                                                                               |
| ID Gene (Umano)     | 4582                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1182-1255 di MUC1 umana (P15941)                           |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                  |
| SWISS               | P15941                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 122kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                                                   |