

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Muc1 Per Wb, Elisa - P15941

Numero articolo: CM0023174



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MUC1 ad alta specificità validato per WB e ELISA. Reagisce con MUC1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sui biomarcatori tumorali e per studi sulle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MUC1 Rabbit pAb
Note/Alias	EMA; MCD; PEM; PUM; KL-6; MAM6; MCKD; PEMT; CD227; H23AG; MCKD1; MUC-1; ADMCKD; ADTKD2; Ca15-3; ADMCKD1; CA 15-3; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC-1/SEC; MUC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4582
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di MUC1 umano (P15941).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15941
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio