

Anticorpo Policlonale Anti-Muc16 (Ca125) Per Wb E Elisa - Q8Wxi7

Numero articolo: CM0020317



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al CA125 umano (MUC16), validato per WB e ELISA. Adatto per la ricerca sul cancro ovarico; rileva una glicoproteina di ~1519 kDa. Reagisce incrociato con umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CA125 pAb coniglio
Note/Alias	MUC16; CA125; mucina-16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	94025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 12660-12923 del CA125 umano (NP_078966.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q8WXI7
Peso proteico	1519kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio