

Anticorpo Monoclonale Anti-Muc16/Ca125 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi7

Numero articolo: CM0006272



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro la MUC16/CA125 umana è validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. L'immunogeno ricombinante garantisce specificità, rendendolo adatto alla ricerca sul cancro ovarico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MUC16/CA125
Note/Alias	CA125; MUC16
Specie	Umana
GeneID (Umano)	94025
GeneID	94025
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 12660-12923 della MUC16/CA125 umana (NP_078966.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8WXI7
Peso proteico	1519kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio