

Anticorpo Monoclonale Anti-Muc2 Per If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Numero articolo: CM0004532



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MUC2 umano (Mucina-2), validato per IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante che copre gli aminoacidi 858-1259. Adatto per lo studio della funzione di barriera della mucosa intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MUC2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	MLP; SMUC; MUC-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4583
GeneID	4583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 858-1259 di MUC2 umano (NP_002448.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q02817
Peso Proteico	551kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio