

Anticorpo Monoclonale Anti-Muc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02817

Numero articolo: CM0012271



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MUC2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sulla mucina-2 intestinale nella ricerca sulla barriera mucosa e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio MUC2
Note/Alias	MLP, SMUC, MUC-2, MUC2
Specie	Umano
ID Gene	4583
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 5000-5100 di MUC2 umano)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02817
Peso Proteico	551 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio