

Anticorpo Policlonale Anti-Muc2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q02817

Numero articolo: CM0015320



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'MUC2 umano (mucina-2 intestinale), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla barriera mucosa, sul cancro del colon e sul metabolismo del rame.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MUC2 Rabbit pAb
Note/Alias	MLP; SMUC; MUC-2; MUC2
Specie	Umano
GeneID (umano)	4583
GeneID	4583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 850-1270 dell'MUC2 umano (NP_002448.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02817
Peso Proteico	551 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio