

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Muc20 Per Wb E Elisa - Q8N307

Numero articolo: CM0023450

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MUC20 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Riconosce MUC20 di uomo, topo e ratto, un regolatore della segnalazione MET. Ideale per la ricerca sul cancro del rene e dell'apparato urogenitale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MUC20 Rabbit pAb
Note / Alias	MUC-20; MUC20
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	200958
GeneID	200958
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di MUC20 umano (NP_689886.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N307
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio