

Anticorpo Policlonale Anti-Muc4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q99102

Numero articolo: CM0024347

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MUC4 umano, validato per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Mira alla mucina di membrana coinvolta nella protezione epiteliale e nella progressione tumorale. Ideale per la ricerca in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MUC4 Rabbit pAb
Note/Alias	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4585
GeneID	4585
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2100-2169 di MUC4 umano (NP_060876.5).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q99102
Peso Proteico	542kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio